



方法 R317.12C (含前處理) 建立時間：2026/02/06

檢測類別	方法名稱	許可實驗室
廢棄物檢測類	萃出液中總鉛 (R201.15C/R317.12C/M104.02C)	勁原(LN)、泓景(MF)、日友(NA)
廢棄物檢測類	萃出液中總鎘 (R201.15C/R317.12C/M104.02C)	勁原(LN)、泓景(MF)、日友(NA)
廢棄物檢測類	萃出液中總銅 (R201.15C/R317.12C/M104.02C)	勁原(LN)、泓景(MF)、日友(NA)
廢棄物檢測類	萃出液中總鉻 (R201.15C/R317.12C/M104.02C)	勁原(LN)、泓景(MF)、日友(NA)
廢棄物檢測類	萃出液中總砷 (R201.15C/R317.12C/M104.02C)	勁原(LN)、泓景(MF)、日友(NA)
廢棄物檢測類	萃出液中總汞 (R201.15C/R317.12C/M104.02C)	泓景(MF)、日友(NA)
廢棄物檢測類	萃出液中總硒 (R201.15C/R317.12C/M104.02C)	泓景(MF)、日友(NA)
廢棄物檢測類	萃出液中總銀 (R201.15C/R317.12C/M104.02C)	勁原(LN)、日友(NA)
廢棄物檢測類	萃出液中總鉍 (R201.15C/R317.12C/M104.02C)	勁原(LN)、泓景(MF)、日友(NA)
廢棄物檢測類	萃出液中砷 (R222.11C/R317.12C/M105.01B)	台檢(FI)、正修(IJ)
廢棄物檢測類	萃出液中鉛 (R222.11C/R317.12C/M104.02C)	仲禹(JR)
廢棄物檢測類	萃出液中鉛 (R222.11C/R317.12C/M105.01B)	台檢(FI)、正修(IJ)
廢棄物檢測類	萃出液中鉻 (R222.11C/R317.12C/M104.02C)	仲禹(JR)
廢棄物檢測類	萃出液中鉻 (R222.11C/R317.12C/M105.01B)	台檢(FI)、正修(IJ)
廢棄物檢測類	萃出液中銅 (R222.11C/R317.12C/M104.02C)	仲禹(JR)、泓景(MF)
廢棄物檢測類	萃出液中銅 (R222.11C/R317.12C/M105.01B)	台檢(FI)、正修(IJ)
廢棄物檢測類	萃出液中鋅 (R222.11C/R317.12C/M104.02C)	仲禹(JR)、泓景(MF)
廢棄物檢測類	萃出液中鋅 (R222.11C/R317.12C/M105.01B)	台檢(FI)、正修(IJ)
廢棄物檢測類	萃出液中鎘 (R222.11C/R317.12C/M104.02C)	仲禹(JR)
廢棄物檢測類	萃出液中鎘 (R222.11C/R317.12C/M105.01B)	台檢(FI)、正修(IJ)

廢棄物檢測類	萃出液中鎳 (R222.11C/R317.12C/M104.02C)	仲禹(JR)、泓景(MF)
廢棄物檢測類	萃出液中鎳 (R222.11C/R317.12C/M105.01B)	台檢(FI)、正修(IJ)
廢棄物檢測類	萃出液中汞 (R222.11C/R317.12C/M105.01B)	台檢(FI)、正修(IJ)
廢棄物檢測類	萃出液中鈷 (R222.11C/R317.12C/M104.02C)	仲禹(JR)
廢棄物檢測類	萃出液中鈷 (R222.11C/R317.12C/M105.01B)	正修(IJ)
廢棄物檢測類	萃出液中鉬 (R222.11C/R317.12C/M104.02C)	仲禹(JR)
廢棄物檢測類	萃出液中鉬 (R222.11C/R317.12C/M105.01B)	正修(IJ)